

Manuel d'utilisation

Masseur de nuque Shiatsu avec fonction chaleur

Model 102



Merci d'avoir sélectionné notre produit. Avant de l'utiliser, merci de bien lire attentivement le manuel d'utilisation et de bien faire attention à l'utiliser correctement.

Paramètres techniques :

Nom du produit : Massager of Neck Kneading

Voltage entrant : 12V

Puissance nominale : 24W

Prévention :

Il est déconseillé d'utiliser cet appareil lorsque :

- Vous ressentez quelconque douleur dès le début de l'utilisation, arrêtez immédiatement et demandez approbation à votre médecin.
- Vous êtes atteint d'une tumeur maligne
- Vous êtes enceintes ou êtes indisposées

A ne pas faire :

Ne pas manipuler l'appareil avec les mains mouillées

Ne pas le faire tomber sur le sol ou dans l'eau

Ne pas poser de choses lourdes sur l'appareil.

Indications :

Pendant le massage, les têtes de massages doivent se trouver près des deux côtés du cou. Si ce n'est pas le cas, vous risquez de ressentir des douleurs.

Ne vous endormez pas pendant le massage.

Ne pas utiliser l'appareil lorsque vous êtes ivre ou que vous vous sentez mal

Ne pas utiliser le produit dans un endroit humide ou sale pour prévenir tout problème.

Ne pas utiliser le produit en extérieur.

Ne pas utiliser le produit lorsque la température extérieure dépasse 40°C.

Ne pas l'utiliser pour les parties du corps suivantes : Mains, coudes, genoux, poitrine et ventre.

Ne pas utiliser l'appareil plus de 30 minutes consécutives.

Conditions d'utilisation du produit :

Lorsque les événements suivants se produisent, enlevez tout de suite l'appareil et éteignez le immédiatement :

- Lorsque de l'eau se renverse soudainement sur l'appareil ou la manette de contrôle (l'appareil peut être cassé ou même prendre feu)

- Si vous ressentez une douleur anormale pendant le massage qui s'intensifie rapidement
- Si vous voyez de la fumée sortir du produit, ou que vous sentez une odeur anormale
- Lors de violents orages.

Conseils de sécurité

- Ne démontez pas le produit vous-même, seuls des professionnels sont habilités à le faire
- Utilisez les câbles de chargement fournis. Si vous en utilisez un autre, faites attention à ce que le voltage de votre câble soit le même pour éviter toute surchauffe ou explosion du produit.
- Faites attention aux câbles de chargement, ne pas les plier et ne pas les mettre de choses lourdes par-dessus.

Méthode d'utilisation

1. Branchez le câble d'alimentation à votre prise ainsi qu'à l'appareil. Si vous êtes en voiture, un câble d'alimentation pour allume cigare vous est fourni.
2. Pressez sur le bouton On/Off pour commencer le massage
3. Avec le bouton de rotation, vous pouvez choisir le sens de rotation de votre massage
4. Vous avez aussi la possibilité de choisir la température votre massage (voir photo)
5. Enfin, lorsque vous avez fini votre massage, appuyez une nouvelle fois sur le bouton On/off pour l'éteindre.

