

# Appareil de massage musculaire Butterfly



## Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi le pad de massage Papillon.

### **But de son utilisation:**

Remodelage de la silhouette

Musculation

Condition physique

Ne pas utiliser le pad de massage Papillon dans les cas suivants:

- Malade du cancer
- Pendant la grossesse
- Juste après un accouchement
- Epilepsie
- Varices
- Cicatrisation d'une plaie
- Le premier jour des règles, ne pas poser sur le ventre

En cas d'hésitation, consulter un médecin ou un physiothérapeute.

Le pad de massage Papillon n'est à utiliser que pour le remodelage de la silhouette, pour se muscler ou pour retrouver une bonne condition physique.

### **Comment fonctionne le pad?**

A l'aide d'impulsions électriques, vos muscles se contractent et sont donc sollicités. De petite taille, vous pouvez l'utiliser discrètement et partout

Appuyer sur le bouton/touche ON/INC pour allumer l'appareil. Les voyants s'allument sans interruptions. A partir de cet instant, vous pouvez choisir avec l'aide de la touche PROGRAMME un des six programmes d'entraînement.

A chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le degré d'intensité du programme s'augmente de 1. L'ordinateur s'éteint à la dernière marche. Il n'y a plus de voyants lumineux.

### **Mise en marche :**

- Ouvrez avec précaution la boîte à batterie en la tirant vers le bas. Mettez les batteries en respectant les pôles + et -.
- Le Butterfly Pad ne fonctionne pas si vous êtes habillés.
- Placez le Butterfly à l'endroit que vous voulez entraîner. Nous vous conseillons de commencer par les muscles abdominaux. Placez l'appareil un peu au dessus du nombril.
- Allumez l'ordinateur avec la touche ON/INC. Les premières diodes restent allumer sans clignoter. Appuyez encore une fois sur la touche ON/INC pour voir apparaître une impulsion musculaire. Cette option vous permet enfin de choisir un programme d'entraînement en appuyant sur la touche Programme.
- Choisissez maintenant le programme que vous voulez exécuter avec la touche Programme.
- A partir de maintenant vous pouvez régler l'intensité d'exécution de votre programme d'entraînement en appuyant plusieurs fois sur la touche ON/INC. En augmentant l'intensité du programme, vous allez ressentir de petits picotements. Augmentez le niveau jusqu'à ce que les muscles commencent à s'étirer. Ce sentiment est agréable et relaxant. Choisissez le niveau d'intensité que vous souhaitez. Vous pouvez toujours augmenter le niveau d'entraînement. Le niveau le plus élevé est le niveau 10.

### **Fonctions automatiques du Butterfly Pad :**

L'appareil est équipé d'une fonction automatique qui lui permet d'arrêter automatiquement un programme d'entraînement au bout de 10 minutes. La durée totale de l'entraînement est de 10 minutes même si vous changez le programme d'entraînement (sans éteindre l'appareil).

### **Que faire si vous ne sentez pas la contraction des muscles :**

Pour une bonne contraction des muscles, il est conseillé de choisir soi même la partie du corps où placez l'appareil étant donné que chaque individu est différemment constitué. Augmentez le degré d'intensité jusqu'au niveau souhaité. Ne pas contracter les muscles mais tirez la bande avec précaution sur la peau pour activer la détente musculaire.

**Conseils d'entraînement :**

Nous vous conseillons d'adapter pendant les premières semaines vos muscles au contraction du Butterfly Fitness Pad. De même nous vous recommandons au maximum 1 – 2 fois par jour un entraînement de 10 minutes sans l'appareil Butterfly (avec une pause de 4 heures d'intervalle d'entraînement). Après cette adaptation, vous pouvez procéder à un entraînement musculaire Max. de 30 minutes et ceci au Max. 3 fois par jour. Il faut toute fois travailler avec votre propre condition physique.

**Informations importantes :**

Une utilisation à long terme peut entraîner des colorations des vantaux. Ceci est normal. Ne jamais les mettre dans une machine à laver !