

LA BONNE SANTÉ AVEC VOUS, TOUT LE TEMPS

COUSSIN DE MASSAGE ROBOTISÉ

5

MASSEURS



HL-889

8

MASSEURS



HL-890

MASSAGE DU CORPS, POINT D'ACUPONCTURE
FAVORISE LA CIRCULATION SANGUINE
ÉLIMINE LE STRESS

CARACTÉRISTIQUES

Ce produit masse le cou, le dos, la taille, la colonne vertébrale, les jambes ect... Cela peut contribuer à diminuer la fatigue, la pression, soulager les tensions musculaires et redonner de la vigueur rapidement. Se faire masser tous les endroits du corps peut vous rendre énergique.

1. Une puce électronique avancée et une technologie de contrôle numérique ont été adoptées. Lui permettant de rompre avec les idées reçues. Le piégeage fort oscille et les massages se combinent en un seul.
2. Avec son système de piégeage, vibration, pétrissage et son effet curatif magnétique, il initie le piégeage fort avec le mode de contrôle de massage.
3. Ce produit est très trompeur car il imite ce que des masseurs peuvent vous proposer.
4. Le champ magnétique mobile est combiné et propose alors des effets plus remarquables.
5. Tout en prenant soin de sa santé, le côté loisir apparaît.
6. Il est maintenant plus sûr et plus fiable de faire d'utiliser le masseur grâce à son dispositif de synchronisation automatique et à sa protection contre la surchauffe.
7. Conformément à l'ingénierie physique, la machine est recouverte de tissus de luxe avancés.
8. Son contrôle intelligent avancé permet d'accomplir la force et la qualité de travail des vrais masseurs.
9. Plus de types de massage avec une grande facilité à réguler.
10. Plus pratique à utiliser et à transporter pour plus de commodité. Fourni avec une prise allume-cigare.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Bouton Marche/Arrêt : lorsque vous appuyez sur le bouton pour la première fois, le masseur démarre, en appuyant à nouveau sur le bouton, il s'éteint.
2. Bouton Mode : lorsque le massage commence, appuyez 1 fois sur le bouton afin de changer le mode. Le mode changera automatiquement jusqu'au dernier. La lumière se mettra sur le mode sur lequel vous êtes.
3. Bouton manuelle : avec le mode manuel, appuyez une fois sur le bouton une fois et le massage s'arrêtera, appuyez une seconde fois pour qu'il redémarre. La lumière sera allumée.
4. Bouton temps fixe : quand le massage commence, appuyez une fois et l'intensité changera. Après 10, 20, 30 minutes... appuyez sur le bouton de changement de mode.
5. Bouton de l'intensité : lorsque le massage commence, appuyez sur le bouton et l'intensité variera entre 1 et 8.
6. Bouton fix : un mode manuel, vous permettant faire varier l'intensité comme vous le souhaitez et à quelle zone vous souhaitez. Appuyez une fois à l'endroit que vous désirez (taille, jambes, dos...) en changeant l'intensité.

Phénomène courants, comment les régler

Phénomène	Causes possibles	Approche
Même s'il est branché, l'appareil ne fonctionne pas	L'appareil est mal branché	Rebranchez correctement
	Peut y avoir un faux contact	Veillez à regarder si il est branché correctement, et que les prises soient en bon état
Changement soudain des mouvements, de l'intensité	Peut être dû à une utilisation excessive	Éteignez l'appareil, laissez le se reposer 30 min. après utilisation
L'appareil s'est soudainement arrêté	Peut être dû à une utilisation excessive, l'appareil utilise une protection automatique	Éteignez l'appareil, laissez le se reposer 30 min. après utilisation

.Note : si les indications du dessus ne fonctionnent pas, vous pouvez renvoyer votre produit au service de maintenance du fabricant.

Ces produits sont sous garantie 1 an. Si les circonstances ci-dessous sont constatées alors vous ne pourrez pas bénéficier d'une réparation gratuite ou d'une indemnisation pour compenser les frais engendrés par le remplacement des pièces endommagées ou la réparation de votre appareil.

1. Nous avons pu voir des dommages ou que vous l'avez utilisé incorrectement
2. Si cela découle d'une utilisation excessive de l'appareil, mauvaise utilisation, d'une catastrophe naturelle (tremblements de terre...) ou endommagé par un incendie. L'entreprise ne payera et ne réparera pas votre produit gratuitement.
3. Réparation des dommages causés par les pièces non fournies par la marque.

Attention

- Ce produit n'est pas compatible avec les machines en voltage standard d'utilisation.
- De l'eau sur l'appareil ne signalera pas à l'utilisateur d'éviter une défaillance.
- N'utilisez pas cette machine dans la salle de bain, les piscines, les sources chaudes et autres endroits humides.
- Veuillez ne pas laisser les appareils de chauffage placés dans un endroit étroit.
- Il est conseillé de ne pas utiliser de vêtements et une housse endommagés pour éviter tout risque de blessure.
- Branchement de la prise d'alimentation dans une prise allume-cigare, vous devez vérifier les interrupteurs d'alimentation sur place.
- Veuillez ne pas tirer directement sur les branchements avec les mains mouillées.
- Les interrupteurs d'alimentation Stubbs doivent être utilisés ici, dans la position et le poids corrects des fiches des prises.
- Si les prises ou autres composants tels que des fils sont endommagés, veuillez ne pas réparer arbitrairement ce produit. Préférez contacter les revendeurs locaux pour les réparations ou l'entretien.
- Le produit peut devenir très chaud lors d'une utilisation excessive.
- Les enfants de moins de 12 ans, les femmes enceintes et les personnes qui utilisent des protections hygiéniques sont déconseillés d'utiliser ce produit