

**PISTOLET DE  
MASSAGE  
GUIDE D'UTILISATION**

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 1 Puissant moteur sans balais à couple élevé avec technologie de glissement silencieux
- 2 Batterie amovible
- 3 Batterie Lithium-ion (+ de 2heures d'utilisation par charge)
- 4 Plusieurs réglages de vitesse pour une pression optimale
- 5 Sans fil et léger (1,1kg)  
*\*chargeur mural CA inclus*
- 6 Interrupteur marche-arrêt
- 7 Embouts interchangeables (x4)



Fourchette



Balle



Rond



Plat

## Fréquence de vibration:

Niveau 1 - 30Hz, Niveau 2 - 40Hz, Niveau 3 - 53Hz

## Poids:

2,5Lbs - 1,1Kg

## Charge et batterie:

110-240V 50/60Hz - 5A-26VDC-1A

# MODE D'EMPLOI

## VEUILLEZ LIRE AVANT UTILISATION

### CHARGEMENT

- Chargez complètement la batterie jusqu'à 6 heures avant la première utilisation, attachée ou détachée de l'appareil.
- Pour charger, connectez l'extrémité CC de l'adaptateur 24 V au port de charge de la batterie et branchez le câble côté CA dans une prise murale.
- La bande LED sur les voyants de la batterie clignote pour indiquer le niveau de la batterie et indiquer la charge active.
- Avec la batterie attachée, les voyants LED sur l'unité clignotent pour indiquer le niveau de la batterie et indiquer la charge active.
- La charge complète est indiquée lorsque tous les voyants LED cessent de clignoter et restent complètement allumés.
- La batterie peut être rechargée à tout moment et à n'importe quel niveau de batterie.
- Il n'est pas recommandé d'épuiser complètement la batterie jusqu'au niveau de LED rouge.
- La durée de fonctionnement moyenne est de plus de 2 heures en fonction du niveau de vitesse et de la pression appliquée pendant l'utilisation.

### FONCTIONNEMENT

- Alignez et fixez la batterie dans la base de l'appareil, assurez-vous qu'elle soit bien verrouillée et en place.
- Allumez l'appareil en déplaçant l'interrupteur d'alimentation situé au bas de la batterie sur la position marche/ON, éteignez l'appareil en déplaçant l'interrupteur d'alimentation sur la position arrêt/OFF.
- Avec l'interrupteur d'alimentation en position marche/ON, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil au niveau 1, deux fois pour le niveau 2, trois fois pour le niveau 3. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil. Les lumières LED bleues indiqueront le niveau de puissance correspondant.
- Lorsque l'appareil est éteint, insérez complètement l'applicateur en appuyant dessus. Retirez-le en tirant.
- Masser la partie du corps à la vitesse désirée en appliquant une pression au besoin.
- Pour retirer la batterie, appuyer légèrement sur le bouton de libération de la batterie avec le pouce. Tirez fermement vers le bas sur la batterie/la poignée avec l'autre main.

### ENTRETIEN, NETTOYAGE ET STOCKAGE

- Utilisez une serviette légèrement humide pour nettoyer l'appareil et séchez avec un chiffon doux.
- Pour le stockage ou voyager avec, retirez la batterie and rangez le tout dans la boîte fournie avec ce produit.

# AVERTISSEMENT

## MISE EN GARDE

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. Tenez le à l'écart des liquides ou des sources de chaleur. Gardez les orifices de ventilation exempts de poussière et de débris.
- Ne retirez pas les vis et n'essayez pas de démonter l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner en continu pendant plus d'une heure, laissez l'appareil reposer pendant 30 minutes avant de le réutiliser.
- Débranchez le chargeur de la batterie de l'appareil après le chargement ou avant l'utilisation.
- Réservé aux adultes. Ne l'utilisez pas si vous êtes blessés et veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**ATTENTION** : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE ET BLESSURES CORPORELS, CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISER EN RESPECTANT LES CONSIGNES SUIVANTES :

- Réservé aux adultes.
- Utilisez le seulement sur les surfaces propres du corps par dessus des vêtements. Pressez le légèrement tout en le bougeant sur les parties du corps que vous souhaitez masser (environ 60 secondes par endroit).
- Utilisez l'hypervolt uniquement sur les tissus mous du corps que vous souhaitez sans produire de douleur ou d'inconfort. Ne pas utiliser sur la tête ou toute zone dure ou osseuse.
- Utilisez uniquement les applicateurs qui fournissent le meilleur effet désiré.
- Des ecchymoses peuvent survenir quel que soit le réglage de la commande ou la pression appliquée. Vérifiez fréquemment les zones traitées et arrêtez immédiatement au premier signe de douleur ou d'inconfort.
- Gardez les doigts, les cheveux ou toute autre partie du corps à l'écart de la partie massante et de l'arrière de l'applicateur car un pincement peut se produire.
- Ne placez aucun objet dans les orifices de ventilation du pistolet de massage.
- Ne pas immerger dans l'eau ou laisser l'eau pénétrer dans les orifices de ventilation du pistolet de massage.
- Ne faites pas tomber le pistolet de massage et utilisez le correctement.
- Ne rechargez qu'avec le chargeur 26 VDC fourni avec l'appareil.
- Examinez attentivement l'appareil et la batterie avant chaque utilisation.
- Ne pas altérer ou modifier le pistolet de massage de quelque manière que ce soit.
- Ne laissez jamais l'appareil en marche ou en charge sans surveillance.

# AVERTISSEMENT

**VEUILLEZ NE PAS UTILISER LE Pistolet de massage OU TOUT DISPOSITIF DE VIBRATION SANS OBTENIR AU PREALABLE L'APPROBATION DE VOTRE MEDECIN SI L'UN DES CAS SUIVANTS S'APPLIQUE :**

Grossesse, diabète avec complications telles que neuropathie ou lésions rétiniennes, port de stimulateurs cardiaques (coeurs artificiels), intervention chirurgicale récente, épilepsies ou migraines, hernie discale, spondylolisthésis spondylolyse, remplacements articulaires récents ou DIU, épingles ou plaques métalliques ou toute inquiétude concernant votre santé physique. Les personnes fragiles ou les enfants doivent être accompagnés d'un adulte lorsqu'ils utilisent un appareil vibrant. Ces contre-indications ne signifient pas que vous n'êtes pas en mesure d'utiliser un appareil de vibration ou d'exercice, mais nous vous conseillons de consulter d'abord un médecin.

Des recherches sont en cours sur les effets des exercices de vibration pour des troubles médicaux spécifiques. Ils entraîneront probablement le raccourcissement de la liste des contre-indications comme indiquée ci-dessus. L'expérience pratique a montré que l'intégration d'exercices de vibration dans un plan de traitement est consultative dans un certain nombre de cas. Cela doit se faire sur les conseils et en accompagnement d'un médecin, spécialiste ou kinésithérapeute.

## **GARANTIE**

**SI DANS UN DÉLAI D'UN AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT, L'APPAREIL PANNE EN RAISON D'UN DÉFAUT DE MATÉRIEL OU DE FABRICATION NOUS RÉPARERONS OU REMPLACERONS LE PRODUIT, OU LES COMPOSANTS NÉCESSAIRES, GRATUITEMENT.**

### **LA GARANTIE EXCLUE :**

- (a)** les dommages causés par accident, abus, mauvaise manipulation ou transport
- (b)** les produits soumis à des réparations non autorisées
- (c)** les produits utilisés en incohérence avec les instructions énoncées
- (d)** les dommages dépassant le prix du produit
- (e)** la détérioration du produit livré résultant de conditions anormales de stockage et/ou de conservation chez le client
- (f)** défaut de fournir la preuve d'achat datée

Certains États et pays n'autorisent pas la limitation des dommages, alors ces conditions ne s'appliquent pas forcément à votre cas. Cette garantie vous assure des droits légaux spécifiques, d'autres droits peuvent varier selon les pays et États. Cette garantie de service est donc disponible à travers les politiques opérationnelles et les distributeurs internationaux